

ІНСТРУКЦІЯ № 40
З ОХОРОНИ ПРАЦІ
під час роботи з електричним дистиллятором «Аристон»

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція є обов'язковою для всіх, хто виконує роботи з електричним дистиллятором.

1.2. Працівники повинні знати, що неправильна експлуатація електричного дистиллятора, недбалий догляд за ним може призвести до пожеж, вибухів, опіків та інших нещасних випадків.

2. Вимоги до безпеки перед початком роботи

2.1. До користування електричним дистиллятором можуть бути допущені особи, які пройшли навчання щодо експлуатації побутових електричних приладів.

2.2. До початку роботи працівник повинен:

- перевірити приміщення щодо безпечних умов праці, наявності засобів індивідуального захисту від ураження електричним струмом;
- знати правила надання першої невідкладної допомоги та практичного застосування штучного дихання при ураженні електричним струмом;
- переконатися в тому, що дистиллятор заповнений водою, а запобіжний клапан знаходиться в робочому стані.

3. Вимоги до безпеки під час роботи

3.1. Для користування дистиллятором необхідно:

- увімкнути дистиллятор в електричну мережу, виконуючи запобіжні заходи (сухі руки, наявність гумового килимка на підлозі, справність розетки тощо);
- перевірити, чи перекритий кран централізованої подачі гарячої води на харчоблок;
- відкрити всі крани, що розташовані після патрубка добору гарячої води;
- відкрити всі крани, що розташовані до патрубка подачі холодної води (ознакою остаточного заповнення водонагрівача є безупинне витікання води з крана змішувача);
- перекрити крани в місцях водорозбору.

3.2. Увімкніть зовнішній вимикач живлення (чи автоматичний вимикач) дистиллятора. Після початкового нагрівання дистиллятор готовий до експлуатації.

3.3. При відкриванні крана гарячої води на змішувачі матимете гарячу воду з дистиллятором.

3.4. Якщо в дистилляторі не планується використовувати тривалий час, то його необхідно від'єднати від електромережі й осушити.

3.5. У процесі роботи дистиллятора працівник повинен слідкувати за наявністю холодної води та електричної напруги.

3.6. Дистиллятор має двополярний автоматичний запобіжник безпеки, який автоматично розмикає ланцюг електроживлення нагрівача у випадку перевищення температури води вище норми. Цей запобіжник може спрацювати при транспортуванні і стрибках напруги. Повернення у робоче положення здійснюється вручну після встановлення чинника, що призвів до спрацювання автоматики, і тільки після узгодження з фахівцями центру технічного обслуговування.

3.7. Дистиллятор необхідно утримувати у чистоті, не допускати його забруднення.

3.8. Категорично забороняється:

- прикріпляти до дистиллятора мотузки;
- сушити на дистилляторі і білизну;
- експлуатацію приладу в умовах підвищеної вологості (більше 80 %)
- використання нестандартних витратних матеріалів і запасних частин;
- унесення змін і доробок споживачем при механічних ушкодженнях, під час стороннього втручання, за невиконання вимог інструкції з експлуатації.

4. Вимоги до безпеки після закінчення роботи

- 4.1. Відключити дистиллятор від електромережі.
- 4.2. Осушити. Для цього потрібно перекрити подачу в нього холодної та вихід гарячої води, від'єднати запобіжний клапан (у тому випадку, якщо заздалегідь не був передбачений додатковий монтаж трійника та зливного крана між запобіжним клапаном і водонагрівачем), відкрити всі крани на виході, злити воду.
- 4.3. Перевірити зовнішній та внутрішній стани дистиллятора.
- 4.4. Перш ніж здійснювати будь-які роботи з профілактики чи ремонту дистиллятора, необхідно відключити його від електромережі через головний (автоматичний) вимикач.
- 4.5. При виявленні несправностей, які не викликані відсутністю подачі холодної води, електроенергії, звернутися за технічною допомогою до сервісного центру.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- 5.1. Причини які можуть викликати аварійну ситуацію: ураження електричним струмом, вихід з ладу, наявність шкідливих речовин в робочій зоні та інше.
- 5.2. Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу, при необхідності викликати «Швидку медичну допомогу».

Завідувач їдальнею:

Л.А. Екименко

«Узгоджено»

Інженер з ОП

Г.В. Завадовська

Юрист
